



NOBAMED Paul Danz AG

RUDAPOR®

REF 070491

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung und Anwendung

Das hypoallergene Fixierpflaster, 1,25 cm x 9,14 m auf einer Rolle ohne Seitenscheiben, besteht aus weißem Papiervlies, das mit Polyacrylatkleber beschichtet ist. Es eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen und Bindenverbänden.

Zusammensetzung

Zellulose, Polyester, Polyacrylatkleber

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Restrisiken, Unerwünschte Nebenwirkungen, Warnungen

Um Schwellungen und Durchblutungsstörungen zu vermeiden, werden Fixierpflaster an den Extremitäten nicht unter Zug zirkulär angelegt.

Das Produkt sollte nicht bei einer bekannten Unverträglichkeit gegen eine Komponente des Produkts eingesetzt werden

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.