



NOBAMED Paul Danz AG

MULLKOMPRESSEN

REF 863075

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Unsteril verpackte **8-fach** gelegte Mullkom-
presse aus 17-fädigen Verbandmull, der **Grö-
ße 7,5 cm x 7,5 cm à 100 Stück**, mit nach
innen eingeschlagenen Schnittkanten. Die
Mullkomresse dient der allgemeinen Erstver-
sorgung von Wunden, zur Wundreinigung, zur
Wundabdeckung und zum Aufsaugen von Blut
und Körperflüssigkeiten. Die Mullkomresse ist
für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Zusammensetzung

Baumwolle

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das
Material sollte das Produkt nicht angewendet
werden.

Hinweis

Das Produkt sollte vor der Verwendung auf
offenen Wunden mit einem validierten Verfah-
ren sterilisiert werden. Das Produkt kann mit
Feuchter Hitze bei 121°C/ 134°C, 2 bis 3 bar,
nach DIN EN 17665, Strahlen nach DIN EN
ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO
11135 sterilisiert werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt
schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese
nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in
dem der Anwender und/oder der Patient nie-
dergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderun- gen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen
toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung:	sterilisierbare Papiertüte
Sekundärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und
DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten
kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung
führen. Die Aufbereitung für die Wiederver-
wendung kann die Leistung des Produkts be-
einträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen
und Standards der Infektionsprophylaxe.