



Gebrauchsfertiges Produkt zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten.

## mikroqid<sup>®</sup> sensitive liquid

### Unser Plus

- geeignet für alkoholempfindliche Medizinprodukte
- geeignet für sensible Medizinprodukte
- gebrauchsfertig

### Anwendungsgebiete

Das Produkt ist geeignet zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten. Unser Spezialist für empfindliche Oberflächen überzeugt mit einer herausragenden Materialverträglichkeit. Im Krankenhaus gibt es viele empfindliche Materialien, deshalb vereint mikroqid<sup>®</sup> sensitive eine gute Wirksamkeit mit einer herausragenden Materialverträglichkeit. Selbst Ultraschallköpfe\* können mit dem mikroqid<sup>®</sup> sensitive liquid desinfiziert werden.

### Anwendungshinweise

Unverdünnt auf die Fläche ausbringen, wischen und einwirken lassen.  
Auf vollständige Benetzung achten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

### Mikrobiologische Wirksamkeit

| Wirksamkeit                                                             | Konzentration   | Einwirkzeit |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>bakterizid</b><br>gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten | gebrauchsfertig | 1 Min.      |
| <b>bakterizid</b><br>EN13727, EN16615<br>- hohe Belastung               | gebrauchsfertig | 1 Min.      |

| Wirksamkeit                                                            | Konzentration   | Einwirkzeit |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>levurozid</b><br>gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten | gebrauchsfertig | 1 Min.      |
| <b>levurozid</b><br>EN13624, EN16615<br>- hohe Belastung               | gebrauchsfertig | 1 Min.      |
| <b>begrenzt viruzid</b><br>EN14476<br>- hohe Belastung                 | gebrauchsfertig | 1 Min.      |
| <b>Norovirus</b><br>EN14476<br>- geringe Belastung                     | gebrauchsfertig | 15 Min.     |
| <b>Polyoma SV40</b><br>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie                        | gebrauchsfertig | 1 Min.      |
| <b>Rotavirus</b><br>gemäß DVV                                          | gebrauchsfertig | 30 Sek.     |

### Listungen

- VAH-Zertifikat
- IHO-Liste



CE 0297



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 0,25 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)); 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0,25 g Alkyl(C12-14)ethylbenzylammoniumchlorid (AEBAC (C12-14))

### Chemisch-physikalische Daten

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dichte                | ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / der Wirkstofflösung |
| Farbe                 | farblos                                                  |
| Flammpunkt            | Nicht anwendbar                                          |
| Form                  | Wässrige Lösung auf Vliesstoff                           |
| pH                    | 5 - 8 / 100 % / 20 °C / der Wirkstofflösung              |
| Viskosität, dynamisch | Keine Daten verfügbar                                    |

## Besondere Hinweise

### Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die Eignung des Produktes hinsichtlich seines Wirkspektrums muss separat geprüft werden. Für Flächendesinfektionsmittel gilt: "Desinfektionsmittel unterscheiden sich u. a. hinsichtlich ihres Wirkungsspektrums auf Mikroorganismen. Dies ist in den jeweiligen Bereichen bei der Auswahl eines geeigneten Präparates zu berücksichtigen." Bitte beachten Sie, dass es bekannte Fälle mit Bakterienstämmen gibt, welche eine verminderte Empfindlichkeit oder eine Toleranzentwicklung gegenüber Desinfektionsmitteln zeigen.\*\* U.a. können Produkte auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen in diesen Fällen nicht ausreichend wirksam sein. Daher empfiehlt schülke für Hochrisikobereiche (wie z.B. Intensivtherapie, Hämato-Onkologie, Neonatologie oder Verbrennungsstation) zur Desinfektion der Oberflächen z.B. mikrozid® PAA wipres oder mikrozid® AF wipres, welche aufgrund ihrer Eigenschaften ein besonders breites Wirkspektrum abdecken. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich.

## Bestellinformation

| Artikel                          | Lieferform | Art.-Nr.                  |
|----------------------------------|------------|---------------------------|
| mikrozid sensitive liquid 1 l FL | 10/Karton  | 70003135<br>PZN: 17518480 |
| mikrozid sensitive liquid 5 l KA | 1/Kanister | 70003136<br>PZN: 17518617 |

## Anwendungshilfen

| Anwendungshilfen                                   | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------|----------|
| Betthalter für Vierkantflaschen 1 l (gebogen)      | 134415   |
| Betthalter für Vierkantflaschen 1 l (gerade)       | 134413   |
| Kanisterschlüssel 5/10 l                           | 135801   |
| Kanisterschlüssel für 5 + 10 l                     | 135810   |
| Messbecher 500 ml                                  | 136101   |
| Messbecher 50 ml                                   | 136102   |
| Opener all-in-one (1L Euroflasche/Kanister/Fässer) | 70000804 |
| schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)  | 117101   |
| schülke Sprühpumpe für 500 / 1000 ml               | 180124   |
| Umfülltrichter                                     | 117901   |
| Wandhalterung Kunststoff 1 l Vierkantflasche       | 134416   |

## Verwandte Produkte

- mikrozid® AF liquid
- mikrozid® sensitive wipres
- schülke wipres safe&easy

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

\*nicht zur Abschlussdesinfektion

\*\*RKI Empfehlung: Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)