






Raucocel®

Nasentamponade
Méchage Nasal
Nasal Packing
Taponamiento nasal
Tamponamento nasal
Tampone nasale
Neustampon
Nasetampon
Nästamponad
Nosní tamponáda
Nosová tamponáda
Orrtampon
Tamponada za nos
Pivukó tqurúv
Ninaverejooksu tampoon



Huizhou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Rd. Dongjiang
Hi-tech Industry Park, 516005,
Huizhou, P.R.China

Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe), Eiffelstrasse 80,
20537 Hamburg, Germany

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG,
Westerwaldstraße 4, 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com

de Gebrauchsanweisung	
Produktbeschreibung Raucocel® Nasentamponade ist eine sterile Nasentamponade, die aus einem Expansionschwamm aus Polyvinylacetal und einem Faden mit oder ohne Ventilationsröhrchen besteht.	
Produkteigenschaften Nach der Absorption von Wasser dehnt sich der Polyvinylacetalchwamm rasch und vollständig aus, passt sich der inneren Struktur der Nasenhöhle und der Wundform an und bietet eine gleichmäßige Unterstützung und Kompression, sodass eine effektive Hämostase erreicht werden kann.	
Produktzusammensetzung Polyvinylacetal, Faden, Ventilationsröhrchen: Silikonkautschuk.	
Indikationen Raucocel® Nasentamponade zur postoperativen Hämostase in der Nasenhöhle und den Nasennebenhöhlen.	
Kontraindikationen Bei Patienten mit Allergien gegen einen der Bestandteile darf dieses Produkt nicht verwendet werden.	
Nebenwirkungen In seltenen Fällen können die physiochemischen Bedingungen im Zusammenhang mit Nasenoperationen sowohl mit als auch ohne Nasentamponaden ein Risiko für ein toxisches Schocksyndrom (TSS) bergen. Warnzeichen für ein TSS sind plötzlich auftretendes Fieber, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Ohnmacht (oder Beinahe-Ohnmacht beim Aufstehen) und/oder ein sonnenbrandähnlicher Hautausschlag. Nasentamponaden weisen keine antimikrobiellen Eigenschaften auf. In seltenen Fällen kann es zu einem Verrutschen und Verschlucken einer	
Nasentamponade kommen. Der Expansionschwamm ist nicht toxisch und kann, sobald er vollständig in den Verdauungstrakt gelangt ist, problemlos ausgeschieden werden. Der Patient muss auf übliche Weise auf ein etwaiges Verschlucken von nicht toxischem Material überwacht werden. Sollte es zu einer Aspiration kommen, ist eine sofortige medizinische Intervention mit engmaschiger Überwachung des Patienten und Unterstützung der Atemwege bis zur Entfernung des Materials unbedingt erforderlich.	
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Verpackung vor der Verwendung überprüfen. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Nach dem Öffnen trocken aufbewahren. Vor der Verwendung sollte das Produkt nicht mit Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeiten angefeuchtet werden. Wird das Produkt in der HNO-Abteilung verwendet, muss der Faden am Nasenflügel oder an der Wange fixiert werden, um eine Aspiration in die Atemwege zu verhindern. Nicht länger als 72 Stunden auf der Wunde belassen. Das Produkt ist nicht wiederverwendbar.	
Anwendung 1. Eine geeignete Raucocel® Nasentamponade wählen und das Produkt aus der Verpackung nehmen. 2. Sollte die Nasentamponade nicht passen, kann sie individuell auf die benötigte Größe zugeschnitten werden. 3. Die Raucocel® Nasentamponade über den Nasengang in den gewünschten Bereich einführen. 4. Mit einem Injektor eine angemessene Menge sterilisiertes Wasser, Kochsalzlösung oder	

antibiotische Lösung in den Expansionschwamm injizieren, damit sich der Schwamm vollständig ausdehnt. 5. Den Faden am Nasenflügel oder an der Wange fixieren. 6. Nach 24 bis 48 Stunden kontrollieren, ob eine aktive Blutung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, sterilisiertes Wasser oder Kochsalzlösung in die Nasenhöhle injizieren, um den Schwamm zu durchfeuchten, und zehn Minuten warten. Mit einer Pinzette greifen und vorsichtig entfernen.	
Lager- und Transportbedingungen Im angegebenen Temperaturbereich	
fr Mode d'emploi	
Description du produit Raucocel® méchage nasal est un méchage nasal stérile comprenant un tampon expansif en acétate de polyvinyle et un cordon avec ou sans tubulure de ventilation.	
Caractéristiques du produit Le tampon en acétate de polyvinyle se dilate rapidement et entièrement après absorption de l'eau, s'adapte à la structure interne de la cavité nasale et à la forme de la plaie, fournit un soutien et une compression uniformes, ce qui permet d'arriver efficacement à l'hémostase.	
Composition du produit Acétate de polyvinyle, cordon, tubulure de ventilation : caoutchouc de silicone.	
Indications Raucocel® méchage nasal pour l'hémostase postopératoire de la cavité nasale et du sinus paranasal.	
Contre-indications Les patients ayant des allergies à l'un des composants doivent s'abstenir d'utiliser ce produit.	

Mise en garde et mesures de précaution L'emballage doit être vérifié avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Le conserver au sec une fois ouvert. Avant utilisation, le produit ne doit pas être humidifié avec de l'eau ou avec un liquide contenant de l'eau. Lorsque le produit est utilisé pour le service ORL, le cordon doit être fixé à l'aile du nez ou à la joue pour éviter qu'il soit aspiré dans les voies respiratoires. Ne pas garder sur la plaie plus de 72 heures. Ce produit n'est pas réutilisable.	
Conditions de conservation et de transport Conserver dans un endroit propre et sec dans la plage de températures spécifiée, ainsi qu'à l'abri de la lumière du soleil.	
Application 1. Sélectionnez un type approprié de Raucocel® méchage nasal et déballez le produit. 2. S'il n'y a pas de type approprié, le méchage nasal peut être coupé à la taille individuelle requise. 3. Insérez le Raucocel® méchage nasal dans la partie requise le long du méat nasal. 4. Injectez une quantité appropriée d'eau stérilisée, de solution saline ou antibiotique dans le tampon expansif avec un injecteur afin de dilater complètement le tampon.	
Effets indésirables Dans de rares cas, les conditions physicochimiques associées à la chirurgie nasale, avec et sans méchages nasaux, peuvent présenter un risque de syndrome du choc toxique (SCT). Les signes précurseurs du SCT sont une fièvre soudaine, des vomissements, une diarrhée, des vertiges, un évanouissement (ou) quasi-évanouissement en se levant) et/ou une éruption cutanée ressemblant à un coup de soleil. Le méchage nasal ne présente aucune caractéristique antimicrobienne. Le déplacement et l'ingestion d'un méchage nasal peuvent rarement se produire. Le tampon expansif est non-toxique et est considéré comme pouvant passer en toute sécurité une fois qu'il est complètement dans le tube digestif. Le patient doit être surveillé de façon normale en cas d'ingestion d'une matière non-toxique. En cas d'aspiration, une intervention médicale rapide est impérative avec surveillance étroite du patient et assistance respiratoire dans l'attente du retrait de la matière.	
Contraindications Patients with allergies to any of the components should refrain from using this product.	
Adverse effects In rare instances the physiochemical conditions associated with nasal surgery, both with and without nasal packings, may present a risk of toxic shock syndrome (TSS). Warning signs of TSS include sudden fever, vomiting, diarrhea, dizziness, fainting	
Product composition Polyvinyl acetal, string, airway tube: silicone rubber.	

(or) near fainting when standing up), and/or a rash looking like a sunburn. Nasal packing exhibit no antimicrobial properties. Rarely, displacement and ingestion of a nasal packing may occur. The expansive sponge is non-toxic and is considered safe to pass once it is completely in the alimentary tract. The patient should be monitored in the normal manner for the ingestion of any non-toxic material. If aspiration should occur, prompt medical intervention is imperative with close patient monitoring and airway support pending the removal of the material.	
Warnings and precautions Packaging must be checked before usage. Do not use if the packaging is damaged. Keep it dry once opened. The product should not be moistened with water or water-bearing liquid before use. When the product is used for ENT department, the string must be fixed to the wing of the nose or the cheek to prevent being aspirated into the respiratory airway. Do not keep on the wound for longer than 72 hours. This product is not reusable.	
Application 1. Select a proper type of Raucocel® Nasal Packing and unpack the product.	
Indications Raucocel® Nasal Packing for post-operative hemostasis of nasal cavity and paranasal sinus.	
Contraindications Patients with allergies to any of the components should refrain from using this product.	
Adverse effects In rare instances the physiochemical conditions associated with nasal surgery, both with and without nasal packings, may present a risk of toxic shock syndrome (TSS). Warning signs of TSS include sudden fever, vomiting, diarrhea, dizziness, fainting	
Product composition Polyvinyl acetal, string, airway tube: silicone rubber.	

herida durante más de 72 horas. Este producto no es reutilizable.	
Contraindicaciones Los pacientes con alergias a cualquiera de los componentes deben abstenerse de utilizar este producto.	
Efectos adversos En casos raros, las condiciones físico-químicas asociadas a la cirugía nasal, tanto con taponamientos nasales como sin ellos, pueden presentar un riesgo de síndrome del choque tóxico (TSS, por sus siglas en inglés). Los signos de advertencia del TSS son fiebre repentina, vómitos, diarrea, mareos, desmayos (o casi desmayos al ponerse de pie) y/o una erupción parecida a una quemadura solar. El taponamiento nasal no tiene propiedades antimicrobianas. En raras ocasiones puede producirse un desplazamiento y una ingestión de un taponamiento nasal. La esponja expansiva es no tóxica y su paso se considera seguro una vez que se encuentra en su totalidad en el tubo digestivo. Se debe vigilar al paciente de la manera habitual para supervisar la ingestión de cualquier material no tóxico. Si se produce una aspiración, es imprescindible realizar una intervención médica inmediata con una estrecha vigilancia del paciente y asistencia respiratoria hasta que se elimine el material.	
Storage and transport conditions Keep in a clean and dry place in specified temperature range and away from sunlight.	
Note In case of serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.	
Sterilization The products are sterilized by irradiation, single use only.	
Shelf life 3 years.	
es Instrucciones de uso	
Descripción del producto El Raucocel® taponamiento nasal es un taponamiento nasal estéril compuesto por una esponja expansiva de acetal polivinílico y un hilo con o sin tubo de ventilación.	
Propiedades del producto La esponja de acetal polivinílico se expande de forma rápida y por completo tras la absorción de agua, se adapta a la estructura interna de las fosas nasales y a la forma de la	
herida y proporciona un soporte y una compresión uniformes, por lo que la hemostasia puede lograrse de forma eficaz.	
Composición del producto Acetal polivinílico, hilo, tubo de ventilación: goma de silicona.	
Indicaciones Raucocel® taponamiento nasal para hemostasia posoperatoria de las fosas nasales y de los senos paranasales.	

pt Instruções de utilização	
Descrição do produto O Raucocel® taponamento nasal é um taponamento nasal estéril constituído por uma esponja expansiva de acetal polivinílico e fio, com ou sem tubo para vias respiratórias.	
Propriedades do produto A esponja de acetal polivinílico expande-se rápida e totalmente após a absorção de água, adapta-se à estrutura interna da cavidade nasal e ao formato da ferida, oferecendo um apoio e uma compressão uniformes, de modo a se conseguir atingir eficazmente a hemostasia.	
Composição do produto Acetal polivinílico, fio, tubo para vias respiratórias: borracha de silicone.	
Indicações Raucocel® taponamento nasal para hemostasia pós-operatória da cavidade nasal e dos seios paranasais.	
Contraindicações Os doentes com alergias a qualquer um dos componentes devem abster-se de utilizar este produto.	
Efeitos secundários Em casos raros, as condições físico-químicas associadas à cirurgia nasal, com ou sem taponamento nasal, podem apresentar um risco de síndrome de choque tóxico (TSS). Sintomas de TSS incluem febre repentina, vômitos, diarreia, tonturas, desmaio (ou quase-desmaio ao se levantar), e/ou erupção cutânea aparentemente uma queimadura solar. O taponamento nasal não apresenta propriedades antimicrobianas. Em casos raros, poderá ocorrer o deslocamento e a ingestão de um taponamento nasal.	
Esterilização Los productos están esterilizados por irradiación y son de un solo uso.	
Período de validez 3 años.	

segura pelo trato digestivo, uma vez inserida por completo no mesmo. O doente deverá ser monitorizado normalmente, no que se refere à ingestão de material não tóxico. Em caso de aspiração, é imperativo que exista uma intervenção médica imediata, com a monitorização cuidadosa do doente e apoio das vias respiratórias durante a remoção do material.	
Advertências e precauções A embalagem deverá ser verificada antes da utilização. Não usar se a embalagem estiver danificada. Manter seco depois de aberto. O produto não deverá ser humedecido com água ou líquido contendo água antes de ser usado. Quando o produto é utilizado em otorrinolaringologia, o fio deverá ser fixado na asa do nariz ou na bochecha para evitar que seja aspirado para as vias respiratórias. Não manter na ferida por um período superior a 72 horas. Este produto não é reutilizável.	
Composição do produto Acetal polivinílico, fio, tubo para vias respiratórias: borracha de silicone.	
Indicações Raucocel® tampone nasale per la emostasi postoperatoria della cavità nasale e del seno paranasale.	
Contraindicazioni Os doentes com alergias a qualquer um dos componentes devem abster-se de utilizar este produto.	
Efeitti indesiderati In rari casi, le condizioni fisico-chimiche associate alla chirurgia nasale, sia con che senza tamponi nasali, possono presentare un rischio di sindrome da shock tossico (TSS). Possibili segni della TSS	

entre em contacto com o fabricante e as autoridades de saúde pública competentes.	
Esterilização Os produtos são esterilizados por irradiação, apenas para utilização única.	
Prazo de validade 3 anos.	
it Istruzioni per l'uso	
Descrizione del prodotto Raucocel® tampone nasale è un tampone nasale composto da una spugna espansiva di polivinilacetale e un filo, con o senza tubo di ventilazione.	
Composizione del prodotto La spugna di polivinilacetale si espande rapidamente e completamente dopo l'assorbimento d'acqua, si adatta alla struttura interna della cavità nasale e alla forma della ferita, fornisce supporto e compressione uniformi, consentendo così di ottenere un'emostasi efficace.	
Indicazioni Raucocel® tampone nasale per l'emostasi postoperatoria della cavità nasale e del seno paranasale.	
Contra-indicaties Patiënten met allergieën voor een van de bestanddelen moeten het gebruik van dit product vermijden.	
Producteigenschaften De polyvinylacetaal spons zet snel en volledig uit na absorptie van water, past zich aan de interne structuur van de neusholte en wondvorm aan, biedt uniforme ondersteuning en compressie, waardoor op een doeltreffende wijze hemostase kan worden bereikt.	
Avvertenze e precauzioni La confezione deve essere controllata prima dell'utilizzo. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Una volta aperta, conservare in un luogo asciutto. Il prodotto dovrebbe essere inumidito con acqua o liquido contenente acqua prima dell'uso. Quando il prodotto viene utilizzato in reparto di ORL, il filo deve essere fissato all'ala nasale o alla guancia	
per evitare che venga aspirato nelle vie respiratorie. Non mantenere sulla ferita per più di 72 ore. Il prodotto non è riutilizzabile.	
Applicazione 1. Selezionare la tipologia di Raucocel® tampone nasale più adatta ed estrarla dalla confezione. 2. Nel caso in cui non ci sia un tampone nasale adatto, può essere tagliato alla misura necessaria. 3. Inserire Raucocel® tampone nasale nella parte necessaria lungo il meato nasale. 4. Iniettare una quantità adeguata di acqua sterile, soluzione salina o soluzione antibiotica nella spugna espansiva tramite un iniettore per espandere completamente la spugna. 5. Fissare il filo all'ala nasale. 6. Dopo 24-48 ore, verificare se è presente un'emorragia in corso.	
Condiciones de conservación e transporte Conservar num local limpo e seco, numa gama de temperaturas especificada, e longe da luz solar.	
Observação Em caso de um acidente grave,	
Condiciones de conservación e transporte Conservare in un luogo pulito e asciutto, a temperature comprese nell'intervallo specificato e al riparo dalla luce solare.	
Nota In caso di incidente grave, contattare il produttore e le autorità sanitarie competenti.	
Sterilizzazione I prodotti sono sterilizzati mediante irradiazione, esclusivamente monouso.	
Periodo di validità 3 anni.	
nl Gebruiksaanwijzing	
Productbeschrijving Raucocel® neustampon is een steriele neustampon die bestaat uit een polyvinylacetaal expanderende spons en een draad met of zonder luchtwegslang.	
Contra-indicaties Patiënten met allergieën voor een van de bestanddelen moeten het gebruik van dit product vermijden.	
Producteigenschaften De polyvinylacetaal spons zet snel en volledig uit na absorptie van water, past zich aan de interne structuur van de neusholte en wondvorm aan, biedt uniforme ondersteuning en compressie, waardoor op een doeltreffende wijze hemostase kan worden bereikt.	
Bijwerkingen In zeldzame gevallen kunnen de fysisch-chemische omstandigheden die gepaard gaan met neuschirurgie, aan, biedt uniforme ondersteuning en compressie, waardoor op een doeltreffende wijze hemostase kan worden bereikt.	
Producteigenschaften Polyvinylacetaal, draad, luchtwegslang: siliconenrubber.	
Indicaties Raucocel® neustampon voor	

de gewenste individuele maat worden gesneden.

3. Steek de Raucocel® neustampon in het vereiste gedeelte langs de neusgang.

4. Injecteer met een injector een gepaste hoeveelheid gesteriliseerd water, zoutoplossing of antibioticumoplossing in de expanderende spons om de spons volledig uit te zetten.

5. Bevestig de draad aan de neusvleugel.

6. Kijk na 24 tot 48 uur of er een actieve bloeding is. Zo niet, injecteer dan gesteriliseerd water of zoutoplossing in de neusholte om de spons te verzadigen en wacht tien minuten. Pak vast met een pincet en verwijder voorzichtig.

Opslag- en transportvereisten

Bewaren op een schone en droge plaats binnen het aangegeven temperatuurbereik en beschermd tegen zonlicht.

Opmerking

In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

Sterilisatie

De producten zijn gesteriliseerd met behulp van bestraling en zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.

Houdbaarheid

3 jaar.

da Brugsanvisning

Produktbeskrivelse

Raucocel® næsetampon en steril næsetampon bestående af polyvinylacetal ekspansivt svamp og en ribber med eller uden ventilationsube.

vis for indtagelse af ethvert ikke-toksisk materiale. Hvis der skulle opstå aspiration, er øjeblikkelig medicinsk intervention bydende nødvendig med nøje overvågning og åndedrætsbistand, indtil materialet er fjernet.

Produktegenskaber

Polyvinylacetsalvamp udvider sig hurtigt og fuldstændigt efter absorption af vand, tilpasser sig næsekavitetens indvendige form og sårfør, giver ensartet støtte og kompression, så hæmostase kan opnås effektivt.

Produktsammensætning
Polyvinylacetal, ribber, ventilationsube: silikongummi.

Indikationer

Raucocel® næsetampon til post-operativ hæmostase af den nasale kavitet og paranasale sinus.

Kontraindikationer
For patienter med allergier over for nogen af bestanddelene bør det undgås at bruge dette produkt.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan de fysio-kemiske forhold i forbindelse med nasal kirurgi, både med og uden næsetamponer, udgøre en risiko for toksisk choksyndrom (TSS). Advarselsstegn på TSS omfatter akut feber, vomitering, diarrhæ, svimmelhed, besvimmelse (eller tæp på besvimmelse i oprejst stilling) og/eller et udslett, der ligner solskoldethed. Næsetamponen har ikke nogen antimikrobielle egenskaber.

I sjældne tilfælde kan det forekomme at næsetamponen forskubbes og indtages.

Den ekspansive svamp er ikke-toksisk, og anses for at kunne passere sikkert, når den er helt inde i den alimentære kanal. Patienter skal overvåges på normal

Opbevarings- og transportbetingelser

Opbevares på et rent og tørt sted i det angivne temperaturumråde og væk fra sollys.

Bemærk
Ved forekomst af en alvorlig hændelse bedes du henvende dig er fjernet.

sv Bruksanvisning

Produktbeskrivning
Raucocel® næstamponad är en steril næstamponad som består av en expansiv polyvinylacetatsvamp och tråd med eller utan luftförr. Hold den tør efter åbning. Produktet må ikke fugtes med vand eller nogen vandholdig væske inden brug.

Når produktet anvendes til ENT, skal ribber fastgøres til næsefligen eller kinden for at forhindre produktet i at blive aspireret ind i den respiratoriske luftvej. Produktet må ikke blive i såret længere end 72 timer. Dette produkt må ikke genbruges.

Anvendelse
1. Vælg en passende type Raucocel® næsetampon, og pak produktet ud.
2. Hvis der ikke er en korrekt type næsetampon tilgængelig, kan den forhåndværende klippes til den ønskede størrelse.
3. Indfør Raucocel® næsetampon til den ønskede position langs med den nasale meatus.
4. Injekter en passende mængde demineraliseret vand, en saltopløsning eller en antibiotisk opløsning i det ekspansive svamp med en injektor for at udvide svamp helt.
5. Fastgør ribber til næsefligen.
6. Efter 24 til 48 timer skal det observeres, om der er aktiv blødning. Hvis ikke, skal der injekteres demineraliseret vand eller en saltopløsning i den nasale kavitet for at mætte svamp, og vent ti minutter. Tag fat i tamponen med en tang, og fjern den forsigtigt.

Indikationer
Raucocel® næstamponad för postoperativ hemostas av näshålan och bihålän. Håll den torr när den har öppnats. Produkten ska inte fuktas med vatten eller vattenförande vätska före användning. Använd inte om förpackningen är skadad. Håll den torr när den har öppnats. Produkten ska inte fuktas med vatten eller vattenförande vätska före användning. När produkten används vid ÖNH-avdelningen måste tråden fästas i näsvingen eller kinden för att förhindra att den aspireras in i luftvägarna.

Kontraindikationer
Avstå från att använda produkten till patienter med allergier mot något av innehållsämnen.

Biverkningar
I sällsynta fall kan de fysiokemiska förhållandena kopplade till näskirurgi, både med og utan næstamponader, utgöra en risk för toksisk choksyndrom (TSS). Varningstecken på TSS inkluderar plötslig feber, kräkningar, diarré, yrsel, svimning (eller att man nästan svimmar när man ställer sig upp) och/eller utslag som ser ut som en solbrännkada.

Opbevarings- og transportbetingelser

Opbevares på et rent og tørt sted i det angivne temperaturintervall og væk fra sollys.

Bemærk
Ved forekomst af en alvorlig hændelse bedes du henvende dig er fjernet.

cs Návod k použití

Nástamponaden uppvisar inga antimikrobiella egenskaper. I sällsynta fall kan en næstamponad förflyttas eller förtäras. Den expansiva svampen är icke-toxisk och det anses vara säkert att tömma tarmen när den väl har kommit in i matsmältningskanalen helt och hållet. Patienten ska övervakas på normalt sätt avseende förtäring av icke-toxiskt material. Om aspirering skulle ske är det viktigt med snabb medicinsk intervention med nära patientövervakning och luftvägsstöd i väntan på att materialet avlägsnas.

Produktsammansättning
Polyvinylacetal, tråd, luftförr: silikongummi.

Indikationer
Raucocel® næstamponad för postoperativ hemostas av näshålan och bihålän. Håll den torr när den har öppnats. Produkten ska inte fuktas med vatten eller vattenförande vätska före användning. Använd inte om förpackningen är skadad. Håll den torr när den har öppnats. Produkten ska inte fuktas med vatten eller vattenförande vätska före användning. När produkten används vid ÖNH-avdelningen måste tråden fästas i näsvingen eller kinden för att förhindra att den aspireras in i luftvägarna.

Kontraindikationer
Avstå från att använda produkten till patienter med allergier mot något av innehållsämnen.

Biverkningar
I sällsynta fall kan de fysiokemiska förhållandena kopplade till näskirurgi, både med og utan næstamponader, utgöra en risk för toksisk choksyndrom (TSS). Varningstecken på TSS inkluderar plötslig feber, kräkningar, diarré, yrsel, svimning (eller att man nästan svimmar när man ställer sig upp) och/eller utslag som ser ut som en solbrännkada.

Indikace
Raucocel® nosní tamponáda je sterilní nosní tamponáda složená z polyvinylacetalové rozpínavé houby a šňůrky s ventilační trubičkou nebo bez ní.

Vlastnosti výrobku
Polyvinylacetalová houba se po absorpci vody rychle a plně rozpíná, přizpůsobuje se vnitřní struktuře nosní dutiny a tvaru rány, poskytuje rovnoměrnou oporu a kompresi a tím lze účinně dosáhnout hemostázy.

Složení výrobku
Polyvinylacetal, šňůrka, ventilační trubička: silikónová pryž.

Indikace
Raucocel® nosní tamponáda pro pooperační hemostázu nosní dutiny a paranazálních dutin.

Kontraindikace
Pacienti s alergií na některou ze složek by se měli zdržet používání tohoto výrobku.

Applicering
1. Váľj l mplig typ av Raucocel  næstamponad och packa upp produkten.
2. Om det inte finns n gon l mplig

typ av n stamponad kan den klippas till den s rskilda storlek som beh vs.

3. F r in Raucocel  n stamponad i den del som kr vs l ngs meatus nasi.

4. Injicera en l mplig m ngd steriliserat vatten, koksaltl sning eller antibiotik l sning i den expansiva svampen med injektionsutrustning f r att expandera svampen helt.
5. F st tr den i n svingen.
6. Efter 24 till 48 timmar kontrollerar du om det finns en aktiv bl dning. Om inte ska du injicera steriliserat vatten eller koksaltl sning i n sh lan f r att bl ta svampen och v nta tio minuter. Greppa med en pincett och avl gsna f rsiktigt.

Obs
Om en allvarlig incident intr ffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga h lsomyndigheter.

Sterilisering
Produkterna  r steriliserade med str lning, endast f r eng ngsbruk.

H llbarhet
3  r.

Podminky skladov n  a p pravy
Uchov vejte na čist m a such m m st  v ur en m teplotn m rozmez  a mimo dosah slune n ho z ření.

Pozn mka
V p pade v zhn ho incidentu se obraťte na v robce a p slu n  zdravotnick  org ny.

Sterilizace
V robky se sterilizuj  z řen m, pouze k jednor zov mu pou it .

Doba pou itelnosti
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  houba sa po absorpc i vody r chle a pln  rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

fyziolgick ho roztoku na po adovan  individu lnu veľkosť.

5. P p vne    n rka k nosn mu k ridlu.
6. Po 24  z 48 hodin ch sledujte, zda doch z  k aktivn mu krv cen . Rozp n v  hubka nie je toxick  a v p pade,  e sa cel  dostane do tr vi ceho traktu, sa o ak va,  e n m bezpe ne prejde. Pacient by mal b ť sledovan  be  nym s sobom ako pri po it  ak hokolvek netoxick ho materi lu. Ak by do lo k aspir cii, je nevyhnutn  okam  it  lek rsky z sah s intenz vnym monitorovan m pacienta a zabezpe en m d ych c ch ciest a  do odstr nen a materi lu.

Podminky skladov n  a p pravy
Uchov vejte na čist m a such m m st  v ur en m teplotn m rozmez  a mimo dosah slune n ho z ření.

Pozn mka
V p pade v zhn ho incidentu se obraťte na v robce a p slu n  zdravotnick  org ny.

Sterilizace
V robky se sterilizuj  z řen m, pouze k jednor zov mu pou it .

Doba pou itelnosti
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  houba sa po absorpc i vody r chle a pln  rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.

Skladovatelnosť
3 roky.

Indik cie
Raucocel  nosov  tampon da je steriln  nosov  tampon da zlo en  z polyvinylacet lov  rozp n v  houby a   n rky s ventil a n  trubi kou alebo bez nej.

Vlastnosti v robku
Polyvinylacet lov  hubka sa po absorpc i vody r chlo a plne rozp n , pr isp sobuje sa vn torn j str kt re nosovej dutiny a tvaru r ny, poskytuje rovnomern  oporu a kompresiu a t m lze mo n e   inne dosiahnuť hemost zu.

Zlo enie v robku
Polyvinylacet l, vyfahovacia   n rka, ventila n  trubi ka: silik nov  guma.

Podmienky skladovania a p pravy
Uchov vajte na  istom a suchom mieste v ur enom teplotnom rozmed i a mimo dosahu slne n ho  iarenia.

Pozn mka
Pri v skyte z v zhn ho incidentu sa obr ťte na v robcu a kompetentn  zdravotnicke in tit cie.

Steriliz cia
V robky sa sterilizuj   iaren m, iba na jednorazov  pou itie.