



## NOBA<sup>®</sup> HEMD

REF324045

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBA<sup>®</sup> HEMD für **Erwachsene, groß (Damen ab Gr. 46 oder Herren ab Gr. 52)**, ist ein feinmaschiges, dicht gestricktes, naturfarbendes Hemd mit einer gerippten Struktur. Eine hohe Elastizität sorgt für gute Anpassungsfähigkeit. Die ungebleichte Baumwolle hat einen wasserabweisenden Charakter. Die Naturfaser verleiht dem Material eine hypoallergene Eigenschaft mit hoher Hautverträglichkeit. NOBA<sup>®</sup> HEMD dient als Unterzug bei starren oder halbstarren Stützverbänden. Bei dermatologischen Erkrankungen dient das NOBA<sup>®</sup> Hemd als Überzug bei Salbenverbänden oder anderen Therapieformen.

### Zusammensetzung

Baumwolle

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe