



## NOBA<sup>®</sup> OP-Haube Astroform

REF 673190

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung, Anwendung

Die OP-Haube (Gr. M) besteht aus einem Spunlace-Vlies. Das Material ist luftdurchlässig und somit atmungsaktiv. Dadurch wird ein Wärmestau verhindert, was den Tragekomfort erhöht. Die OP-Hauben dienen zur funktionellen und sicheren Abdeckung der Haare während Operationen. Sie ist im Stirnbereich mit einem hydrophilen Schweißband ausgestattet.

### Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Latexfreier Elastomerefaden

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Cellulose  
Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.