



NOBAMED Paul Danz AG

NOBA[®]-ZUNGENLÄPPCHEN

REF 874800

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das aus 4-fachem Verbandmull hergestellte Zungenläppchen, der Größe **6 cm x 18 cm** dient bei einer Kehlkopfspiegelung zum Festhalten der Zunge. Dadurch wird ein Abrutschen beim Festhalten vermieden. Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt

Zusammensetzung

Baumwolle

Hinweise

Das Zungenläppchen wurde zur Erhöhung der Patienten- und Anwendersicherheit einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/

Der Verbandmull entspricht den normativen Anforderungen der DIN EN 14079 Typ 20.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung:	Papierein-schlag
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe