



## RUDAMED<sup>®</sup>-sensitive

REF 082106

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der weiße Wundschnellverband (6 cm x 1 m) aus einem querelastischen, weichem Vliesstoff ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber versehen. Deshalb ist der Verband besonders für empfindliche Haut geeignet. RUDAMED<sup>®</sup>-sensitive wird zur Abdeckung von kleineren primär heilenden Wunden eingesetzt. Durch die nicht-verklebende Wundaufgabe wird Blut und Exsudat aufgenommen.

### Zusammensetzung

Polyester, Viskose, Polyethylen und Polyacrylatkleber

### Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und gesetzliche Anforderungen

Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primär:	PE-Beutel
Sekundär:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole: Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe