



## RUDAMED®-elastisch

REF 080504

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der beige, querelastische Wundschnellverband (4 cm x 5 m) aus textilem Gewebe ist mit einem gut klebenden Zinkoxidkleber versehen, der über eine hohe Alterungsbeständigkeit verfügt.

RUDAMED®-elastisch wird zur Abdeckung von kleineren primär heilenden Wunden eingesetzt. Durch die nicht-verklebende Wundauflage wird Blut und Exsudat aufgenommen.

RUDAMED®-elastisch ist verpackt in einer praktischen Spenderpackung mit Entnahmeschlitz.

### Zusammensetzung

Polyester, Viskose, Polyethylen, Zinkoxidkleber

### Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und gesetzliche Anforderungen

Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primär: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundär: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter

[www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe