



NOBAMED Paul Danz AG

RUDAVLIES®

REF 070102

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

RUDAVLIES® ist ein in Querrichtung dehnbares Fixiervlies aus weichem weißem Vliesstoff und hypoallergenem Polyacrylatkleber. 10 m befinden sich auf einer Rolle (Breite 2,5 cm). RUDAVLIES® lässt sich individuell zuschneiden und wird zur Fixierung von primären Wundauflagen eingesetzt. Zudem können mit RUDAVLIES® z.B. Katheter, Sonden und Messelemente befestigt werden.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegenüber eine der unten genannten Komponenten

Zusammensetzung

Polyestervlies, Polyacrylatkleber

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär

Faltschachtel
aus Zellulose

Sekundär:

Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe