



## RUDAPLAST®

REF 070392

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Fixierpflaster (2,50 cm x 9,14 m) aus textilem Gewebe mit Seitenscheiben ist mit einem Zinkoxidkleber beschichtet und verfügt deshalb über eine hohe Klebkraft. Es eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen, Binden-Verbänden, Sonden und Kathetern.

### Zusammensetzung

Viskose, Zinkoxidkleber (frei von Kolophonium)

### Kontraindikationen

Das Produkt sollte nicht auf fragiler Haut, nicht auf geschädigter Haut und nicht bei einer bestehenden Allergie gegen das Material angewendet werden.

### Hinweis:

Um Schwellungen und Durchblutungsstörungen zu vermeiden, werden Fixierpflaster an den Extremitäten nicht unter Zug zirkulär angelegt.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDAPLAST® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole: Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

### Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonnenlicht schützen.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe