



**NOBAMED Paul Danz AG**

# RUDADETEC® FINGERKUPPENPFLASTER

REF 040100

## Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Speziell für die Lebensmittelindustrie hergestellte, blaue Pflasterstrips mit eingearbeiteten Aluminiumstreifen, die die Pflaster detektierbar machen. Zur Abdeckung von primär heilenden, kleineren Wunden.

## Zusammensetzung

Polyethylen, Polyacrylatkleber, Aluminium

## Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

## Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

## Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

## Verpackung


Primär: Papier-Verpackung

Sekundär: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiär: Karton aus Zellulose

## Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

## Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

## Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

## Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

## Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.