



NOBAMED Paul Danz AG

RUDADERM® - Fingerkuppenpflaster

REF 089090

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Einzel abgepacktes steriles Pflaster mit flexiblem, textilem Trägermaterial. Durch die besondere Form können kleinere, primär heilende Wunden an Fingerkuppen schnell und einfach abgedeckt werden.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegen eine der unten genannten Komponenten

Zusammensetzung

Polyester, Viskose, Polypropylen, Polyethylen, hypoallergener Kleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDADERM®-Fingerkuppenpflaster ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse Is basierend auf Regel 4, eingestuft.

Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Papier Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

