



## RUDADERM<sup>®</sup>-junior

REF 091105

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Trägermaterial 1,6 x 5,7 cm besteht aus einem flexiblen, mit bunten Tiermotiven versehenen, luftdurchlässigen Kunststoff und ist mit einem hypoallergenen Kleber versehen. Die nicht verklebende Wundauflage mit 1 x 1,7 cm wird rundum durch das Trägermaterial geschützt. Die einzeln steril abgepackten Strips dienen zur Abdeckung von primär heilenden kleineren Wunden, Injektionsstellen, kleinen Punktionen (z.B. Venenpunktion).

### Zusammensetzung

Polyethylen, Viskose, Polyester, Polypropylen, hypoallergener Kleber

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung:	Papier-Papier Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

### Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.