



NOBAMED Paul Danz AG

RUDACLUDGE®

REF 050130

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das sterile, ovale Augenpflaster (Produktversion: groß) ist mit einer schwarzen, lichtundurchlässigen Schicht versehen. Darüber befindet sich eine weiße, weiche Wundauflage. Die Klebefläche ist umlaufend, so dass das Auge optimal geschützt ist. Das Augenpflaster kann steril im OP angelegt werden. Es eignet sich besonders nach Operationen, nach denen über eine geraume Zeit kein Licht in das Auge einfallen darf. Es eignet sich auch bei Strabismus (Schielen) zum Abkleben eines Auges.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegenüber eine der unten genannten Komponenten

Zusammensetzung

Polyester, Viskose, Polyethylen, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDACLUDGE® ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse Is, basierend auf Regel 4, eingestuft.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Stand der Information: 03.06.2019 [REV 5]
ersetzt: 23.09.2015 [REV 4]

Verpackung

Primärverpackung:	Papier-Papier-Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Cellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Cellulose

Das Produkt enthält folgende Symbole und Kennzeichnungen



Inhalt steril, solange Packung unversehrt