



**NOBAMED Paul Danz AG**

## **RUDANASAL®**

**REF 069050**

### **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Spezialpflaster aus braunem, elastischem Vliesstoff zur Fixierung von nasal eingeführten Tuben und Sonden, wie Magen- sonde, Ernährungssonde, Sauerstoffsonde, Endotrachealtubus. Maße: für Kleinkinder. Das Pflaster ist mit einem sehr gut haftenden, hypoallergenem Polyacrylatkleber versehen. Aufgrund der hypoallergenen Eigenschaft eignet sich das Fixierpflaster auch für Patienten, die zu Allergien neigen.

### **Zusammensetzung**

Polyester, Viskose, Polyacrylatkleber

### **Normative und gesetzliche Anforderungen**

RUDANASAL® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

### **Verpackung**

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### **Lagerung**

Trocken und staubfrei

### **Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:**

