



NOBAMED Paul Danz AG

RUDAFILM®

REF 074110

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Transparenter Polyurethan-Film mit hypoallergenem Polyacrylatkleber zur Fixierung von primären Verbänden. RUDAFILM® ist wasser- und bakterien-dicht, jedoch wasserdampfdurchlässig. Von der 10 m langen und 10 cm breiten Rolle können Stücke individuell abgeschnitten werden. Nicht zur direkten Verwendung auf verletzter Haut

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegen eine der unten genannten Komponenten

Zusammensetzung

Polyurethan, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDAFILM® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42 EWG und der Verordnung MDR EU 2017/745 und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

