



NOBAMED Paul Danz AG

KOMPRESSEN-steril

REF 712205

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Steril verpackte **12-fach** gelegte Mullkompre-
resse aus 17-fädigem Verbandmull, der **Grö-
ße 5 cm x 5 cm à 2 Stück** einzeln verpackt,
mit nach innen eingeschlagenen Schnittkan-
ten. Die Mullkompreresse dient der allgemeinen
Erstversorgung von Wunden, zur Wundreini-
gung, zur Wundabdeckung und zum Aufsau-
gen von Blut und Körperflüssigkeiten. Die
Kompreresse ist für den einmaligen Gebrauch
bestimmt.

Zusammensetzung

Baumwolle

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt
schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese
nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in
dem der Anwender und/oder der Patient nie-
dergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderun- gen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR
(EU) 2017/745.

Die Mullkompressen erfüllen die Anforderun-
gen der DIN EN 14079.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN
EN ISO 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen
toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-
Papier-
Verpackung
Sekundärverpackung:: Faltschachtel
aus Zellulose
Tertiärverpackung: Karton aus
Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und
DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Steril-
produktes eine Sichtprüfung der Verpackung
auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten
kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung
führen. Die Aufbereitung für die Wiederver-
wendung kann die Leistung des Produkts be-
einträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen
und Standards der Infektionsprophylaxe.