



NOBAMED Paul Danz AG

KOMPRESSEN-steril

REF 712520

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Steril verpackte **12-fach** gelegte Mullkom-
presse aus 17-fädigem Verbandmull, der **Grö-
ße 10 cm x 20 cm à 5 Stück** einzeln verpackt,
mit nach innen eingeschlagenen Schnittkan-
ten. Die Mullkomresse dient der allgemeinen
Erstversorgung von Wunden, zur Wundreini-
gung, zur Wundabdeckung und zum Aufsaug-
en von Blut und Körperflüssigkeiten. Die
Komresse ist für den einmaligen Gebrauch
bestimmt.

Zusammensetzung

Baumwolle

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt
schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese
nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in
dem der Anwender und/oder der Patient nie-
dergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderun- gen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR
(EU) 2017/745.

Die Mullkompressen erfüllen die Anforderun-
gen der DIN EN 14079.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN
EN ISO 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen
toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung:	Papier- Papier- Verpackung
Sekundärverpackung::	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und
DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Steril-
produktes eine Sichtprüfung der Verpackung
auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten
kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung
führen. Die Aufbereitung für die Wiederver-
wendung kann die Leistung des Produkts be-
einträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen
und Standards der Infektionsprophylaxe.