



NOBAMED Paul Danz AG

RIBOSORB®

REF 001137

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Einweg-Flockenwindeln (11 cm x 37 cm) werden zum Aufsaugen von Sekret oder Urin z. B. bei Inkontinenz eingesetzt und sind in gleicher Weise für Erwachsene als auch für Kinder geeignet. Sie können auch als Vorlage zum Aufsaugen von Ex- und Transsudaten wie Blutungen oder Ausfluss im gynäkologischen Bereich eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Zellstoff, Polypropylenvlies

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und gesetzliche Anforderungen

RIBOSORB® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter

www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe