



NOBAMED Paul Danz AG

RIBOMEN®

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Inkontinenzeinlagen für Männer bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche. Die Einlage wird mit Klebestreifen fixiert und gewährleistet dadurch einen perfekten Sitz. Sie verfügt über eine anatomische Form und über einen speziellen Seitenauslaufschutz. Eine spezielle Feuchtigkeitsverteilungsschicht reduziert das Nässegefühl.

Zusammensetzung

Zellstoff, Polypropylen, Polyethylen, Elastomere, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RIBOMEN® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Die Saugfähigkeit nach ISO 11948 beträgt 600 g.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

