



NOBAMED Paul Danz AG

RIBOCARE®

REF 008008

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Krankenunterlage (40 x 60 cm, 8-lagig) besteht aus einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie und mehreren Zellstofflagen. Die Zellstofflagen sind mit einem abdeckenden Vlies rundum verschlossen. Die Krankenunterlage kann bei der Inkontinenzversorgung eingesetzt werden. Außerdem dient sie als Bettenschutz bei feuchten Verbänden oder bei Verbandwechseln. Die Zellstofflagen nehmen Flüssigkeiten sicher auf. Die Folie verhindert das Austreten der Flüssigkeiten und somit ein Verschmutzen der Bettwäsche. RIBOSOFT® unterstützt das Pflegepersonal in der Klinik und bei der ambulanten häuslichen Versorgung der Patienten.

Zusammensetzung

Frischzellulose, Polypropylen, Polyethylen

Normative und gesetzliche Anforderungen

RIBOCARE® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Die Saugfähigkeit nach ISO 11948 beträgt 400 g.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Hilfsmittel-Nr.
19.40.05.3073

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Kennzeichnung und Symbole

