



NOBAMED Paul Danz AG

RIBOSLIP®

Größe M

REF 006220 (ab LOT 134549)

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Körpergerecht geformter Inkontinenzslip für Erwachsene, der bei schwerer Inkontinenz eingesetzt wird. Das Produkt ist hautfreundlich und ist über je 2 Verschlußstreifen zu schließen. Eine spezielle Feuchtigkeitsverteilschicht reduziert das Nässegefühl. Das Produkt verfügt über Indikatorstreifen.

Zusammensetzung

Zellstoff, Superabsorber, Polypropylen, Polyethylen, Elastomere

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Die Saugfähigkeit nach ISO 11948 ist größer als 2300 g.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär: PE-Beutel

Sekundär: Karton aus
Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.