



**NOBAMED Paul Danz AG**

## **RIBOPANTS®**

Größe L

### **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Geschlossene Inkontinenzhose für Erwachsene, die bei mittlerer bis schwerer Inkontinenz eingesetzt wird. RIBOPANTS® besteht aus einem Stück und wird wie normale Unterwäsche getragen. Die Hose verfügt über elastische Bündchen am Beinausschnitt und Taillenberg. Eine spezielle Feuchtigkeitsverteilungsschicht reduziert das Nässegefühl.

### **Zusammensetzung**

Zellstoff, Polypropylen, Polyethylen, Elastomere

### **Normative und gesetzliche Anforderungen**

RIBOPANTS® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Die Saugfähigkeit nach ISO 11948 beträgt 910 g.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

### **Verpackung**

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### **Lagerung**

Trocken und staubfrei

### **Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:**

