



NOBAMED Paul Danz AG

RIBOSORB®-plus

REF 001139

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung und Anwendung

Die Flockenwindel (37cm x 11 cm) wird zum Aufsaugen von Sekret oder Urin z.B. bei Inkontinenz eingesetzt und ist in gleicher Weise für Erwachsene als auch für Kinder geeignet. Sie kann auch als Vorlage zum Aufsaugen von Ex- und Transsudaten wie Blutungen oder Ausfluss im gynäkologischen Bereich eingesetzt werden. RIBOSORB®-plus verfügt über eine erhöhte Saugkraft durch den zusätzlichen Einsatz von Superabsorbentstoffen im Saugkörper der Vlieswindel. Die äußere Schicht besteht aus Polypropylenvlies.

Zusammensetzung

Zellstoff, Polypropylen

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel
Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.