



**NOBAMED Paul Danz AG**

# HALSKRAWATTE

REF 373110

## Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die Halskrawatte (10 cm, kleiner Halsumfang, 33 cm - 38 cm) hat eine anatomische Passform und einen praktischen Klettverschluss. Der Bezug bietet einen angenehmen Tragekomfort. Die Halskrawatte wird zur Immobilisation der Halswirbelsäule eingesetzt. Das Produkt kann während der häuslichen Verwendung bei geschlossenen Klettverschlüssen mit max. 30°C gewaschen werden. Eine chemothermische Aufbereitung ist aufgrund der Materialien nicht möglich, so dass das Produkt nicht an mehreren Patienten eingesetzt werden kann.

## Zusammensetzung

Baumwolle, Polyurethan, Polyamid

## Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

## Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

## Normative und gesetzliche Anforderungen

Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

## Hilfsmittel-Nr.

23.12.03.0034

## Verpackung

Primär: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundär: Karton aus Zellulose

## Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter

[www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

## Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

## Produkte zur Einmalverwendung

Bestimmt für die Verwendung an einem Patienten. Die Aufbereitung von Einmalprodukten kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen.

## Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe