



NOBAMED Paul Danz AG

RETTUNGSDECKE

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Rettungsdecke aus metallisierter Polyesterfolie schützt vor Kälte, Regen, Hitze und Wind. Sie ist in silber/ gold ausgeführt und in 2 Größen erhältlich.

Zusammensetzung

Polyester, Aluminium

Normative und gesetzliche Anforderungen

RETTUNGSDECKE ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Es sind keine besonderen Lagerungsbedingungen zu beachten.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

