



NOBAMED Paul Danz AG

MULLTUPFER-steril

REF 735225

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung, Anwendung

Die sterilen Mulltupfer haben einen Durchmesser von 3,5 cm. Der Mull (Typ 20 nach DIN EN 14079) ist in eine runde Form geschlungen. Sie werden zur Versorgung oberflächlicher Wunden sowie zur Hautdesinfektion verwendet. 2 Tupfer sind in einer Sterilverpackung enthalten.

Zusammensetzung

Baumwolle, Silikonring

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Der Mull entspricht den Vorgaben der DIN EN 14079 Typ 20.
Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Verpackung

Primärverpackung:	Folie-Papier Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



CE
0123

Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.