



FT 90

beurer
medical

FT 90 Kontaktloses Fieberthermometer

 **german
engineering**



Messen ohne Hautkontakt - hygienisch und sicher



Lachendes Smiley - alles in Ordnung /
trauriges Smiley - $\geq 38^{\circ}\text{C}$ Fieberalarm



Sekundenschnelle Messung
der Stirn-, Objekt- und
Raumtemperatur



Besonders geeignet für Messungen bei Babys und Kleinkindern

60 Speicherplätze

$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ umschaltbar

Individuell einstellbare Displaybeleuchtung

Sound control (On/Off)

Abschaltautomatik

Inklusive Aufbewahrungsbox

Mit Batteriewechselanzeige

Inklusive 2 x 1,5V AAA Batterien

Produktmaße: 188 x 47,6 x 29 mm

Produktgewicht: ca. 82 g

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 8x4

EAN-Nr.: 4211125 79531 3

Art.-Nr.: 795.31