



NOBAMED Paul Danz AG

ZWIRNHANDSCHUHE

REF 323070

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die weißen Einmal-Zwirnhandschuhe, **Größe 5,5**, sind aus medizinisch gebleichter Baumwolle gefertigt und eignen sich zur Verwendung in der Krankenpflege und Dermatologie. Sie werden gerne bei der Aufbereitung von gereinigtem chirurgischem Instrumentarium im Sterilisationsbereich eingesetzt. Hier schützen sie das Instrumentarium vor dem natürlichen Säure- und Fettgehalt der Hände. Ferner können sie als Unterzughandschuhe verwendet werden.

Zusammensetzung

Baumwolle

Hinweis

Das Produkt wurde einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PP-Beutel
Pappe

Sekundärverpackung: Karton aus
Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe