



NOBAMED Paul Danz AG

WATTESTÄBCHEN-steril

REF 974211

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das sterile Wattestäbchen (Wattekopf: 10 – 11 mm) dient zum Auftragen von Flüssigkeiten (z.B. Wunddesinfizienzien) und Salben, zum Reinigen von Wunden mit einer geeigneten Lösung und zur Entnahme von Abstrichproben. Das Wattestäbchen hat einen 15 cm langen Watteträger. Je 2 Wattestäbchen sind in einer Sterilverpackung enthalten.

Kontraindikationen

Nicht bei einer bekannten Allergie gegen eine der unten genannten Komponenten anwenden.

Zusammensetzung

Baumwolle, Holz

Normative und gesetzliche Anforderungen

Wattestäbchen-steril ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse Is, Regel 4, eingestuft.

Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Verpackung

Primärverpackung:	Papier-Folie-Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

