



# ARMTRAGETUCH

**REF 900150**

## **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Das Dreiecktuch, 96 cm x 96 cm x 136 cm, besteht aus schwarzem Viskosegewebe und wird zur kurzfristigen Ruhigstellung des Unterarms oder zur Fixierung von Wundauflagen im Rahmen der Erstversorgung verwendet.

## **Zusammensetzung**

Viskose

## **Normative und gesetzliche Anforderungen**

Das Armtragetuch ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745. und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

## **Verpackung**

Primärverpackung:	PE-Beutel
Sekundär-Verpackung	Karton aus Cellulose

## **Lagerung**

Trocken und staubfrei

## **Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:**

