



NOBAMED Paul Danz AG

BESUCHERKITTEL

REF 665020

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der **hellblaue** Besucherkittel in **Größe XXL** ist aus Spinnvliesstoff hergestellt. Der lange Kittel ist hinten offen, langärmelig und mit elastischen Armschlüssen versehen, mit Bändern zum Binden an der Taille und Kragen. Aufgrund seines atmungsaktiven Materials ist das Produkt angenehm zu tragen. Die Farbe des Kittels kann für Zwecke der Bereichszuordnung und zur Kennzeichnung „Besucher“ genutzt werden. Die Verwendung des Kittels dient dazu, in besonders sensiblen Bereichen (z.B. Intensivstationen) Übertragung von Keimen durch kontaminierte Straßenkleidung des Besuchers auf den Patienten zu verringern.

Zusammensetzung

Polypropylen
Armbündchen aus Polyester

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Folienbeutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe