



**NOBAMED Paul Danz AG**

## BESUCHERKITTEL

REF 665720

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der **grüne** Besucherkittel in **Größe XXL** ist aus Spinnvliesstoff hergestellt. Der lange Kittel ist hinten offen, langärmelig und mit hydrophilen gestrickten Armbündchen versehen, mit Bändern zum Binden an der Taille und Kragen. Aufgrund seines atmungsaktiven Materials ist das Produkt angenehm zu tragen. Die Farbe des Kittels kann für Zwecke der Bereichszuordnung und zur Kennzeichnung „Besucher“ genutzt werden. Die Verwendung des Kittels dient dazu, in besonders sensiblen Bereichen (z.B. Intensivstationen) Übertragung von Keimen durch kontaminierte Straßenkleidung des Besuchers auf den Patienten zu verringern.

### Zusammensetzung

Polypropylen  
Armbündchen aus Polyester

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach  
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.  
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.