



NOBAMED Paul Danz AG

Lemon-Sticks

REF 974311

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die Lemon-Sticks (Länge: 11 cm) werden kurzfristig bei Mundtrockenheit zur Anregung des Speichelflusses eingesetzt. Sie eignen sich zur Entfernung leichter Beläge auf der Zunge und der Mundschleimhaut.

Zusammensetzung

Baumwolle, Wasser, Glycerin, Citronensäure, Zitronenaroma, Natriumbenzoat

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegen eine der o. g. Komponenten.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese

nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Restrisiken, unerwünschte Nebenwirkungen, Warnungen, Hinweise

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär: mit Polyethylen / Aluminium beschichtete Verpackung

Sekundär: Faltschachtel aus Cellulose

Tertiär: Karton aus Cellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonnenlicht geschützt.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.