



NOBAMED Paul Danz AG

LIEGENPAPIER

REF 650539

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der Ärztekrepp (39cm x 50m) hat ein Flächengewicht von 35 g/m² und ist mit einer Perforation nach jeweils 36 cm versehen. Er dient zur hygienischen Abdeckung von Untersuchungsliegen.

Verpackung

Primärverpackung: Papiereinschlag

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Zusammensetzung

Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Normative und gesetzliche Anforderungen

Das Liegenpapier unterliegt der Bedarfsgegenständeverordnung.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.



Es trägt DIN EN ISO 15223-1– Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.