



NOBAMED Paul Danz AG

LIEGENPAPIER

REF 650559

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der Ärztekrepp (59cm x 50m) hat ein Flächengewicht von 35 g/m² und ist mit einer Perforation nach jeweils 36 cm versehen. Er dient zur hygienischen Abdeckung von Untersuchungsliegen.

Zusammensetzung

Zellulose

Normative und gesetzliche Anforderungen

Das Liegenpapier unterliegt der Bedarfsgegenstandsverordnung.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt DIN EN ISO 15223-1– Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papiereinschlag

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

