



NOBAMED Paul Danz AG

CLAVICULA-BANDAGE

REF 372035

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die einteilige Spezial-Bandage (**Größe Bambi – Kindergröße 92-104**) ist zur Versorgung von Clavicula-Frakturen geeignet. Sie hat auf der Innenseite einen Frotteebezug und ist im Achselbereich und unter den Spannringen gepolstert. Dies erhöht den Tragekomfort. Ist die Bandage in ausreichendem Maße gespannt, so werden die Enden mit den angenähten Klettverschlüssen fixiert. Die Bandage kann während der häuslichen Verwendung bei geschlossenen Klettverschlüssen mit max. 30°C gewaschen werden. Eine chemothermische Aufbereitung ist aufgrund der Materialien nicht möglich, so dass das Produkt nicht an mehreren Patienten eingesetzt werden kann.

Zusammensetzung

Baumwolle, Polyester, Polyamid, Polyurethan

Normative und gesetzliche Anforderungen

Die Clavicula-Bandage ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Hilfsmittel-Nr.

05.09.02.0011

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

