



NOBAMED Paul Danz AG

MUNDSPATEL-steril

REF 922600

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der aus sauber verarbeitetem, sehr glatt poliertem Holz gefertigte Spatel dient zur Inspektion des Rachenraumes und zum Auftragen von Salben. Er hat die Maße 150 mm x 18 mm.

Der einzeln verpackte Spatel ist aufgrund seiner Sterilität auch unter aseptischen Bedingungen verwendbar.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegenüber der unten genannten Komponente

Zusammensetzung

Holz

Normative und gesetzliche Anforderungen

Der Mundspatel ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse Is, basierend auf Regel 5, eingestuft.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt DIN EN ISO 15223-1– Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primär-Verpackung:	Papier-Folien-Verpackung
Sekundär-verpackung:	Faltschachtel aus Cellulose
Tertiär-verpackung:	Karton aus Cellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

