

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – FM Comfort



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Medizinische Gesichtsmaske aus 3-lagigem Vliesstoff mit Bändern zum Schnüren hinter dem Kopf. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei.

Medical face mask made of 3-layer non-woven fabric with bands for binding behind the head. With adjustable nose bridge for anatomically correct fit. The face mask is hypoallergenic, glass fibre-free and latex-free.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Für den Einsatz in der Medizin und der Lebensmittelindustrie.  
Suitable for use in the medicine and food industry.

#### Ausführungen:

Sizes:

| Artikelbeschreibung/<br>Article Description | Größe/<br>Size                  | Farbe/<br>Color | Pack.-Inhalt/<br>Content | Art.Nr./REF | EAN           | PZN     | Pack/VE |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------|---------|
| zum Binden /<br>with bands                  | Einheitsgröße/<br>standard size | grün /green     | 50 Stk./ pcs.            | 75501       | 4046153026685 | 2208087 | 20      |
|                                             |                                 | blau / blue     | 50 Stk./ pcs.            | 75500       | 4046153026661 | 5014099 | 20      |
|                                             |                                 | gelb /yellow    | 50 Stk./ pcs.            | 75552       | 4046153027248 | 5467518 | 20      |
|                                             |                                 | rosa / pink     | 50 Stk./ pcs.            | 75511       | 4046153026883 | 5467530 | 20      |
|                                             |                                 | weiß / white    | 50 Stk./ pcs.            | 75506       | 4046153026784 | 5467547 | 20      |

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen /  
CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Filtrationsleistung: > 98% / Filtration efficiency: > 98%

Getestet durch Nelson Laboratories: 99,3 % / Tested by Nelson Laboratories: 99,3 %

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Material:

Material:

Vorderseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff  
Front: 100% glass-fibre free non-woven

Innen: Glasfaserfreies Filtermedium  
Inside: glass-fibre free filtermedium

Rückseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff  
Back: 100% glass-fibre free non-woven

Nasenbügel: Flexibler Draht, mit Kunststoff ummantelt  
Nose-bridge: Flexible wire, covered with plastic.

#### Abmessungen:

Measurements:

Maske: Länge: 175 ± 2mm; Breite: 95 ± 2mm  
Mask: Length: 175 ± 2mm; Width: 95 ± 2mm

#### Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH  
Robert-Koch-Straße 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de  
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0  
Fax +49 5195/9707 - 100