



## VERBANDKLAMMER (zu 50 Stück verpackt)

REF 962705

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die elastischen Verbandklammern sind ein Zubehör, d.h. auswechselbare Vorrichtung für medizinische Binden, um deren Enden insbesondere während des Transports zu fixieren.

### Zusammensetzung

Polyester, Polyamid, Elastomer, Aluminium

### Hinweis

Verbandklammern bergen ein Verletzungsrisiko. Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, sollten Verbandklammern nicht am Patienten angewendet werden. Zum Befestigen eines Bindenabschlusses eignen sich Pflasterfixierstreifen.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und gesetzliche Anforderungen

VERBANDKLAMMER ist ein Zubehör eines Medizinprodukts nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primär: PE-Beutel

Sekundär: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe