



NOBAMED Paul Danz AG

VERBANDKLAMMER

(zu 50 Stück verpackt)

REF 962700

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die elastischen Verbandklammern sind ein Zubehör, d.h. auswechselbare Vorrichtung für medizinische Binden, um deren Enden insbesondere während des Transports zu fixieren.

Zusammensetzung

Polyester, Polyamid, Elastomer, Aluminium

Hinweis

Verbandklammern bergen ein Verletzungsrisiko. Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, sollten Verbandklammern nicht am Patienten angewendet werden. Zum Befestigen eines Bindenabschlusses eignen sich Pflasterfixierstreifen.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und gesetzliche Anforderungen

VERBANDKLAMMER ist ein Zubehör eines Medizinprodukts nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär: PE-Beutel

Sekundär: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole: Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe