

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Mainasal[®] – flex, Nasenverband



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Nasenverband mit weichen und zylindrischen Tamponaden und angebrachten, flexiblen Bändern zur Fixierung hinter den Ohren.

Nasal dressing with soft, cylindric pad and attached flexible bands for fastening behind the ears.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung sowie zur postoperativen Blut- und Wundsekret Aufnahme.
For external wound dressing, as well as for the post-operative absorption of blood and secretion.

Ausführungen:

Sizes:

Mainasal[®]– flex, unsteril, zu 20 Stk. verpackt / non-sterile, by 20 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Größe 1/ size 1	6 cm, Ø 3 cm	20 Stk./ pcs.	75115	4046153030828	4387496	100

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

DIN EN ISO 15223-1:2022

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Bänder: 100 % Polyamid

Ties: 100 % polyamide

Kern: 25 % Baumwolle, 25% Zellwolle; 50%Vlies

Länge: ca. 6 cm, Durchmesser: ca. 3 cm

Core: 25% cotton, 25% rayon staple, 50% non-woven fabric
length: approx. 6 cm, diameter: approx. 3 cm

Symbole:

Symbols:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100