


Dreiteilige Einmalspritze mit Katheteransatz



100 ml

Produkteigenschaften

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Variante mit Luer-Adapter und Aspirationsgriff
- Mit zentrischem Katheteransatz
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Nicht hergestellt mit Bisphenol A, Latex, DEHP und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 30 Stück

Anwendungsvorteile

- Hochtransparenter Zylinder mit wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für eine klare Ablesbarkeit
- Variante mit zusätzlichem Luer-Adapter und Aspirationsgriff
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

SOL-M™ 100 ml mit Katheteransatz, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	VE* / Karton	Art.-Nr.	PZN**	HiMiV
100 ml	Zentrisch	2 ml	2 x 30 Stück	180100CT	17840419	-

* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 30 Stück, ** PZN gültig für Packung zu 30 Stück

Dreiteilige
Einmalspritzen