



german|engineering

IH 55 Inhalator


**vibrating
mesh**

Handlich, ideal für Kinder und reisetauglich
 Verneblung mit Schwingmembran-Technologie


**selfcleaning
function**

Mit Selbstreinigungsfunktion


**super
silent**

Flüsterleise, schnelle und effektive
 Verneblung



Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege

Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma,

Atemwegserkrankungen, etc.

- für schnelle und effektive Inhalation

Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Hohe Verneblungsleistung (> 0,25 ml/min.)

-kurze Inhalationszeit

Ideal für Kinder und reisetauglich

Zubehör:

Mesh-Vernebler mit Medikamenten-Behälter, Mundstück,

Erwachsenenmaske, Kindermaske, Aufbewahrungsbox und

Netzteil

Desinfektionsfähig

Medizinprodukt

Inkl. 4 x 1,5V Batterien AA

Produktmaße (LxBxH): 146 x 51 x 85 mm

Produktgewicht: ca. 228 g (inkl. Batterien)

3 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125 60204 8

Art.-Nr.: 602.04