

EINMALKATHETER

Actreen® Mini Cath

Gebrauchsfertiger Einmalkatheter für den ISK, speziell für Frauen



- Länge: 9 cm – ideal für die weibliche Harnröhre
- Sofort gebrauchsfertig & No-Touch-System
- Überaus gleitfähig, innovatives Gleitgel
- Sanfte und optimal platzierte Augen für eine komfortable und sichere Anwendung (der Restharn wird ideal aus der Blase abgeleitet)
- Universalkonnektor
- Kompakter Konnektor, somit entsteht kein Kontakt zur Toilette
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
- Einzel, steril verpackt

Abrechnungsfähig als Hilfsmittel

CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 08	ø 2,7 mm	9 cm	15.25.14.5071	30 Stück	228008DE	15582634
● 10	ø 3,3 mm	9 cm	15.25.14.5071	30 Stück	228010DE	10216959
○ 12	ø 4,0 mm	9 cm	15.25.14.5071	30 Stück	228012DE	10216965
● 14	ø 4,7 mm	9 cm	15.25.14.5071	30 Stück	228014DE	10216971
● 16	ø 5,3 mm	9 cm	15.25.14.5071	30 Stück	228016DE	15582640