

Actreen® Mini Set

Gebrauchsfertiges Einmalkatheter-Set für den ISK, speziell für Frauen

- Länge: 9 cm – ideal für die weibliche Harnröhre
- Sofort gebrauchsfertig & No-Touch-System
- Überaus gleitfähig, innovatives Gleitgel
- Sanfte und optimal platzierte Augen für eine komfortable und sichere Anwendung (der Restharn wird ideal aus der Blase abgeleitet)
- Auffangbeutel 700 ml mit Urinrückflusssperre
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
- Einzeln, steril verpackt

Abrechnungsfähig als Hilfsmittel



CH.	KATHETER	LÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● 10	ø 3,3 mm	9 cm	15.25.14.8043	30 Stück	239010DE	10077357
○ 12	ø 4,0 mm	9 cm	15.25.14.8043	30 Stück	239012DE	10077363
● 14	ø 4,7 mm	9 cm	15.25.14.8043	30 Stück	239014DE	10077386