



Urimed® Fix

Bequeme Fixierung für Urin-Beinbeutel am Ober- und Unterschenkel

- Besonders leichte Handhabung
- Zuverlässiger Sitz durch Elasthanfäden
- Waschbar bei 60° C
- Besonders hautfreundlich
- Für Beinbeutel bis 500 ml (z.B. Urimed® Tribag plus) geeignet
- Latex-frei

Kann mit Hilfe der Abrechnungspositionsnummer als Hilfsmittel verordnet werden

PRODUKT	BEINUMFANG	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● klein	bis 50 cm	15.99.99.0008	5 Stück	28090	07614662
● medium	bis 80 cm	15.99.99.0008	5 Stück	28091	07614679