

ZUBEHÖR ÜBERLEITGERÄTE

Flocare® Verlängerungsleitung 100 cm



- 100 cm Verlängerung für Überleitgeräte
- mit ENFit™ Konnektor > inkompatibel mit Luer- und ENLock Anschlüssen
- original Flocare® Überleitgeräte-Schlauch aus Kunststoff
- steril

40 mm Adapter mit ENPlus Port



- zum Anschluss aller Flocare® Überleitgeräte mit Nutricia Pack-Anschluss an alle Weithals-, Kronkorken- und Babyflaschen sowie handelsübliche Container
- vor allem zum Anschluss von Babyflaschen an das Flocare® Pack-Set Mobil Infinity™
- nur zur Einmalverwendung pro Patient:in (max. 24 Stunden) geeignet
- steril

Flocare® Bolus Adapter Cross Spike



- zur Bolus-Entnahme von Nahrung aus Nutricia SmartPacks oder Packs mit einer ENFit™ Spritze
- mit ENFit™ Konnektor > inkompatibel mit Luer- und Katheter-Spritzen
- mit ENPlus Anstechdorn
- nur zur Einmalverwendung
- steril

Trichteradapter ENFit™



- Adapter zur Konnektierung von Trichteranschlüssen an eine ENFit™ Sonde oder einen ENFit™ 3-Wege-Hahn
- nicht steril

Handelsform

PZN	Art.-Nr.	SAP-Nr.	HiMi.-Nr.	Bezeichnung	VPE
11289914	591393	91393	03.99.99.0011	Flocare® Verlängerungsleitung 100 cm	40 St.
09780488	570063	70063	03.99.99.0010	40 mm Adapter mit ENPlus Port	30 St.
11290047	690390	190390	03.99.99.0010	Flocare® Bolus Adapter Cross Spike	30 St.
10185963	613734	113734	03.99.99.0024	Trichteradapter ENFit™	30 St.