

Auffang- und Aufhängesysteme für Spüllösungen

Urinauffangbeutel

Der Nephrostomie Drainagebeutel ist ein hochwertiger Urinbeutel zur bettseitigen Harndrainage.

Ihr Nutzen im Überblick

- Anwenderfreundlich
- Steril verpackt

Nephrostomie Drainagebeutel 2000 ml



- Volumen: 2000 ml
- Schlauchlänge: 90 cm
- Max. Liegezeit: 24 Stunden
- Rücklaufsperr
- T-Ablassventil
- Ösen
- Luer-Lock-Anschluss
- Einzel steril verpackt

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Nephrostomie Drainagebeutel 2000 ml	50 x 1	Karton	2843501	04541862

* Verpackungseinheit